

**Bexen cardio**  
Ready for life



**Reanibex  
100**

**Siéntete  
Cardioprotegido**

2 opciones:

- Semiautomático
- Totalmente Automático

Uso en pacientes adultos y  
pediátricos

Detección y aviso automático  
del cambio del estado de la  
batería y los parches

RCP con metrónomo y  
retroalimentación en tiempo  
real


Transmisión Sigfox y/o Wifi

Geolocalización

Configurado según las Guías  
ERC/AHA

# Reanibex 100

Ready for life



## CARACTERÍSTICAS



### INSTRUCCIONES CLARAS

Mensajes de audio durante todo el evento para guiar al rescatador. El volumen de los mensajes se adapta al ruido del entorno.



### CON COMUNICACIONES

Transmisión Sigfox para alertas y geolocalización y transmisión Wifi para alertas, geolocalización, actualizaciones del equipo y envío de episodios.



### OPCIONES DE DESCARGA

En la opción semiautomática, el rescatador deberá pulsar el botón de descarga para suministrarla. En la opción automática, la descarga se suministrará automáticamente.



### RÁPIDA DESCARGA

Encendido automático con la apertura de la tapa, parches pre-conectados y precarga para una rápida descarga.



### CHEQUEO AUTOMÁTICO

Chequeo diario automático para asegurar el correcto funcionamiento del equipo y sus accesorios.



### AYUDA DURANTE LA RCP

Metronomo y retroalimentación sobre la frecuencia de las compresiones en tiempo real.

## APLICACIONES



### REANIBEX DATA NET

Aplicación Web para la monitorización continua de tus desfibriladores. Además de la recepción de alertas sobre el cambio del estado de los equipos y sus accesorios, geolocalización, configuración del equipo, actualizaciones de software y visualización de los resultados de los test y episodios, este último opcional.



### REANIBEX NFC READER

Aplicación NFC para comprobar el estado del REANIBEX 100 y sus accesorios sin necesidad de conexión PC.. Válido sólo para dispositivos Android.



### REANIBEX USB SYNC

Aplicación PC para sincronizar el DEA con el Reanibex Data Net vía USB para configurar el desfibrilador y descargar la información almacenada en el REANIBEX 100.

Bexen cardio

Osatu S. Coop.  
Edificio Zearrekobuelta  
Subida Areitio, 5  
48260 Ermua (Spain)

Tel: +34 943 170 220  
Fax: + 34 943 170 227  
info@bexencardio.com  
www.bexencardio.com



Rev: 06/2021